

チップホルダー 仕様表 1

製品コード	FC_PRO_CH4515	FC_PRO_CH	FC_FC4515	MR_FRAME_1507
製品名	Fluidic Connect Pro with 4515 インサート	Fluidic Connect Pro インサート無	Fluidic Connect 4515	チップホルダー マイクロリアクター チップ1507用
サイズ(mm)	128 x 85.4 x 20	128 x 85.4 x 20	80 x 55 x 9.5	150 x 75 x 20
材質	アルミ	アルミ	ステンレス	ステンレス
シーリング構造	ローディング シーリング	ローディング シーリング	スライドイン コネク	-
最大耐熱温度	80℃	80℃	80℃ (テフロン チューブ), 50℃ (フューズドシ リカ)	-
最大耐圧力	10 bar	10 bar	100 bar	10 bar, (145 psi)
対応チップ	Micronit45x15mm サイズ標準チップ用	インサートサイズに よる※	Micronit45x15mm サイズ標準チップ用	マイクロリアクター チップ 1507専用
対応コネクター	テフロン コネクションキット Pro	インサートによる	テフロン コネクションキット ステンレススチール コネクションキット	コネクションキット 1507

※FC_PRO_CH対応チップについて

別売のインサートの選択により下記チップに対応します。

チップ厚 : 1.1~1.8mmに対応。(アダプター：フルイディックスライドが必要です。)

チップサイズ : 15 x 15(mm)、30 x 30(mm)、15 x 30(mm)、30 x 45(mm)、
15 x 45(mm)、30 x 60(mm)、15 x 60(mm)、30 x 90(mm)、
15 x 90(mm)、25 x 75(mm)



チップホルダー 仕様表 2

製品コード	00746	00750	00883
製品名	Fluidic Connect Pro リシーラブルチップ用	Fluidic Connect Pro Organ-on-a-chip用	Fluidic Connect Pro Organ-on-a-chip 4チップ用
サイズ(mm)	128 x 85.4 x 20	128 x 85.4 x 20	128 x 85.4 x 20
材質	アルミ	アルミ	アルミ
シーリング構造	ローディングシーリング	ローディングシーリング	ローディングシーリング
最大耐熱温度	80℃	80℃	80℃
最大耐圧力	10 bar	10 bar	10 bar
対応チップ	リシーラブルチップ専用	Organ-on-a-chip専用	Organ-on-a-chip専用 4枚まで
対応コネクタ	テフロンコネクション キットPro	テフロンコネクション キットPro	OOCテフロンキット Pro

