

クロスチャネルチップ 仕様表

製品コード	FC_X3550CH.2_PACK	FC_X3550CH.3_PACK
製品名	クロスチャネルチップ	クロスチャネルチップ (Thin Bottom)
入り数	3枚入り	
流路とチップ上部面までの間隔	1100 μm	1080 μm
流路とチップ底面までの間隔	680 μm	145 μm
Channel location	No	
チップ全体の厚み	1800 μm	1245 μm
チップサイズ	45 mm x 15 mm	
流路幅	50 μm	50 μm
流路高さ	20 μm	20 μm
流路容量	0.1 μl	0.1 μl
インレット数	3	
アウトレット数	1	
チップ上部面における インレットアウトレットのサイズ	1.70 mm	1.70 mm
流路接触部における インレットアウトレットのサイズ	0.60 mm	0.60 mm
光学特性	透明	
フルイディックスライド	含む	
材質	ホウケイ酸ガラス	
フルイディックスライドの材質	ポリプロピレン	
関連図面	CC1.pdf	CC2.pdf

