

サイドコネクタスターターキット 仕様表

製品コード/製品名	サイドコネクタスターターキット 15 mm x 15 mm	サイドコネクタスターターキット 15 mm x 30 mm
最大耐加圧	10 bar (145 psi)	
アッセンブリーツールサイズ	85 mm x 54 mm x 24 mm	
アッセンブリーツール材質	アルミ	
マウンティングフレームサイズ	128 mm x 86 mm x 4 mm	
マウンティングフレーム材質	アルミ	
対応チップサイズ	15 mm x 15 mm	15 mm x 30 mm
ボディ、コネクタ材質	PEEK	
コネクタサイズ	25 mm x 7 mm x 4 mm	
インレット数	4 inlets	
アウトレット数	4 outlets	
対応チューブサイズ	1/16"	
クランプ	アルミクランプ x 2個	
ドライバー	1本	
固定用ネジ	M2x8mmネジ x 5個	
チューブ仕様	ETFE OD1/16" ID200μm x 1.5m	
フェラル仕様	FFKM フェラル x 5個	

