

ユニバーサルスターターキット 仕様表

製品コード	MF_STARTER_KIT_PLATFORM
製品名	スターターキット
含まれるもの	<ul style="list-style-type: none"> • 標準チップより2~3枚選択 • チップホルダーFluidic Connect PRO×1 • シリンジポンプ (type NE-300) ×2 • シリンジ 1ml×2 • シリンジ 10ml×3 • リザーバー 250ml×1 • 1/16" ETFE チューブ (ID 0,75mm)×2 • フェラル (FFKM) ×5 • ルアーコネクターシリンジ用(10-32 threaded)×6 • フェラル付きフレアーナット (10-32 threaded)×5 • プラグ×10 (10-32 threaded) 【内訳 白×5, 赤×5】 • チューブカッター×1 • ドライバー no. 0x35×1 • スペーサー (0.5mm)×2 • 小型マイクロスコープ×2 • マニュアル×1
サイズ	128 mm x 85,4 mm x 20 mm
材質	アルミニウム
シーリング方法	ローディングシーリング
耐熱温度	80°C
耐圧	10 bar
シーリング材質	Perlast (FFKM)
チップ数	2または3枚 (選択したチップによる)
対応チップサイズ	45 mm x 15 mm
フルイディックスライド	含む
チップ材質	ホウケイ酸ガラス, COC または PC (選択したチップによる)
フルイディックスライド材質	ポリプロピレン
シリンジポンプサイズ	22.86 cm x 14.605 cm x 11.43 cm (LxWxH) / 1台あたり
重量	1.63 kg/台
最大制御スピード	3.7742 cm/min
最小制御スピード	0.004205 cm/hr
最大流量	1257 ml/hr with a B-D 60 cc シリンジ
最小流量	0.73 µl/hr with a B-D 1 cc シリンジ
最大调速機制御力	15.876 kg. (35 lbs.)最小スピード時, 8.165 kg. (18 lbs.) 最大スピード時
シリンジサイズ	最大140 cc
シリンジ内径範囲	0.100 ~ 50.00 mm

